



PAPEL FILTRO CUANTITATIVO 125MM DIAM 203 LENTO CAJA CON 100 EQUIVALENTE WHATMAN 42 Y 43

Descripción

ITEMS	UNIDAD	CUALITATIVO			CUANTITATIVO
		Rapido	Medio	Lento	Rapido
		CL125-101			
		Y CL125-101N	CL125-102	CL125-103	CT125-201
Peso(aprox)gr/m2	Gr	80	80	85	80
		Precipitado			Precipitado
Precipitado		Grueso y gelatinoso	Cristales	Cristales finos	Grueso y gelatinoso
?Velocidad de filtración	(Segundos?)	?de 30 segundos	60	120	30
Cont. cenizas	%	0.15	0.15	0.15	0.01

?					
Cont. de hierro	%	0.003	0.003	0.003	0.003
Retención de partículas (aprox)	micrones	20-25	10-12	2-3	20-25
?					
Solubilidad en acido clorhidrico diluido	%	0.02	0.02	0.02	0.02
Similar a Whatman		No.4	No.1	No.5	No.41
		Tamaños Pliegos 60X60CM			tamaños
		Discos de diametro 125MM			Discos de diam...

QUIMICA MANUEL HUMBERTO
 MADRID SANCHEZ E.I.R.L.