



PAPEL PARA CROMATOGRFIA PLIEGO 60X60 CM102M EQUIVALENTE WHATMAN 1

Descripción

CUALITATIVO		
ITEMS	UNIDAD	Medio
Peso(aprox)gr/m2	Gr	102 80
Precipitado		Cristales
?Velocidad de filtración	(Segundos?	60
?		
Cont. cenizas	%	0.15
?		
Cont. de hierro	%	0.003
Retención de partículas (aprox)	micrones	10-12
?		
Solubilidad en ácido clorhídrico diluido	%	0.02

Similar a Whatman

No.1

Tamaño

Pliegos 60X60CM

QUIMICA MANUEL HUMBERTO
MADRID SANCHEZ E.I.R.L.