



## PH METRO DE MESA CON LCD DISPLAY -2,00 A 18,00 PH

### Descripción

Este pH metro es modelo del tipo de sobre mesa que posee un LCD display completo con todas las funciones, dígitos grandes y luz de contraste, permite hacer mediciones de pH, milivolts, de soluciones acuosas en laboratorios de universidades, empresas etc.

Además, puede ser usado para hacer trabajos con ORP (óxido-reducción) si se adquiere el electrodo de platino combinado.

- Gabinete de plástico ultra resistente
- Sistema de inmunización contra radio frecuencia
- Permite una múltiple calibración en 3 puntos con identificación automática : 4,01 -7,00 y 10,01 o también e 1 punto con 1 buffer o 2 puntos de calibración con 2 buffer o 3 puntos con los 3 buffer.
- Compensación de temperatura automática entre -5,0 y 110,0°C, siendo que también se puede compensar manualmente entre 0,0 y 60,0°C
- Rango de medición de ph de -2,00 a 18,00 ph, precisión +/-0,01 ph
- Lectura de ph entre -2,00 ph y 18,00 ph
- Reproducibilidad de las lecturas 0,005pH
- Rango de medición de mv de -1999 a +1999 mv polarización automática, precisión +/-1,0 mv
- Ajuste en cualquier buffer para hacer calibración
- Rango de medición de temperatura: de -5 a 110,0°C, precisión +/-0,4°C
- Moderno display tipo Lcd con iconos e indicación simultánea de ph, mv y temperatura
- Teclado de comandos
- Auto apagado automático
- Protección Ip 54
- Puede almacenar hasta 50 lecturas, ver y borrar las mismas.
- Electrodo del tipo combinado 3 en 1 de vidrio, o sea, electrodo indicador, electrodo de referencia y sensor de temperatura en el mismo vidrio.
- Soporte de electrodo del tipo totalmente articulado, o sea permite fijar en cualquier punto.

- 
- Incluye electrodo del tipo combinado 3 en 1 de vidrio y soporte articulado de electrodos
  - Alimentación eléctrica 220 v
  - Manual de operación en español

QUIMICA MANUEL HUMBERTO  
MADRID SANCHEZ E.I.R.L.