



IMAGEN REFERENCIAL

PIPETA GRADUADA CLASE A DE 25 ML CON 250 DIVISIONES DE 0,1 ML

Descripción

- Capacidad máxima: 25 ml Ex 20° C
- Identificación: pintada en parte superior color blanco
- Escala de: 0.1 ml en 0.1 ml
- Graduación: pintada de color café
- Largo total: 47
- Diámetro total: 1.2 cm

QUIMICA MANUEL HUMBERTO
MADRID SANCHEZ E.I.R.L.