



PISCETA DE 250 ML BOCA ANCHA MARCA NALGON

Descripción

VOLUMEN ÚTIL :250 mL

GRADUACIÓN EN RELIEVE :de 25mL en 25 mL

ESPESOR :1,5 mm

DIÁMETRO EXTERNO :60mm

DIÁMETRO INTERNO DE BOCA:28 mm

CON TAPA PROTECTORA DE GOTEOS

Material	Temp. °C Max.	Temp. °C Mín.	Apariencia	Microondas	Flexible.	Autoc
PP	135	0	translúcido	si	rígido	si