



PISCETA DE 250 ML BOCA ANGOSTA ANCORA

Descripción

VOLUMEN ÚTIL :250 mL

GRADUACIÓN EN RELIEVE :de 25mL en 25 mL

ALTURA DEL FRASCO :132 mm.

DIÁMETRO DEL FRASCO :58 mm.

ESPESOR :1,5 mm

ALTURA DE LA BOCA :35 mm.

DIÁMETRO INT DE LA BOCA :19mm.

PESO :32 grs.

Material	Temp. °C Max.	Temp. °C Mín.	Apariencia	Microondas	Flexible.	Auto
PP	135	0	translúcido	si	rígido	si