



PISCETA DE 500 ML BOCA ANGOSTA ANCORA

Descripción

VOLUMEN ÚTIL :500 mL

GRADUACIÓN EN RELIEVE :de 50mL en 50 mL

ALTURA DEL FRASCO :185 mm.

DIÁMETRO DEL FRASCO :72 mm.

ESPESOR :1,5 mm

ALTURA DE LA BOCA :35 mm.

DIÁMETRO INT DE LA BOCA :22mm.

PESO :57 grs.

Material	Temp. °C Max.	Temp. °C Mín.	Apariencia	Microondas	Flexible.	Autoc.
PP	135	0	translúcido	si	rígido	si