



IMAGEN REFERENCIAL

## PORTA OBJETO 1\*3 (25,4X76,2 MM)CJ50 UNIDADES BORDE CORTADO

### Descripción

El portaobjetos es una fina placa de vidrio sobre la cual se disponen objetos para su examen microscópico. El objeto a observar suele disponerse sobre esta lamina y el cubre objeto por arriba para después situarse en el microscopio y ser observado.

- Bordes cortados
- Dimensión de 1 x 3 pulgadas o 25,4 x 76,2 mm
- 50 Unidades por caja
- Puede ser usado 1 lamina para cada muestra.
- Libre de polvo y grasas
- Empaquetado al vacío