



PROBETA DE 2000 ML VIDRIO BASE REDONDA PRECISION +-20 IMPORTADA

Descripción

Grabación pintada

Excelente estabilidad

Graduación de 20 en 20 ml

Precisión de: +- 20 ml a 20°C

Escala de 200 a 2000 ml

Base redonda

Diámetro interno 81 mm

Diámetro de la Base: 140 mm

Altura: 510 mm

QUIMICA MANUEL HUMBERTO
MADRID SANCHEZ E.I.R.L.