



MANTA CALEFACTORA DE 10000 ML REGULADOR INCORPORAD

Descripción

Estos equipos se caracterizan por ser especialmente diseñados para trabajar de forma segura, tranquila y profesional con los solventes y en general con los productos inflamables. Estos modelos son robustos, prácticos, económicos y de fácil manejo ya que vienen con regulador de temperatura simple análogo e incorporado.

- *Cuerpo en aluminio con revestimiento en epoxi.
- *Sistema de aislación con producto mineral.
- *Económicas en el gasto de energía eléctrica.
- *Estables 100%, ya que con su formato cilíndrico no permite vuelco.
- *Resistencia embutida en las telas de protección
- * Nido con la forma para matraces de fondo esférico.
- *Control electrónico de temperatura embutido en la base.
- * Cable de alimentación con cable tierra.