



## TERMOBALANZA CON DISPLAY LCD 50GR/0,001 GR

### Descripción

Esta termobalanza está diseñada con las más nuevas tecnologías de pesaje, consiguiendo las ventajas de: buena presentación, alta precisión, autocorrección, robustez, bajo costo. Su moderno y bonito display tipo LCD Screen, con sistema touch (responde al toque) le permite trabajar en lugares oscuros porque tiene de iluminación de contraste azul. Es un equipo propio para la determinación de humedad en muestras sólidas, con precisión y rapidez.

- construida con cuerpo en plástico resistente de fina presentación
- Pies regulable y nivel tipo burbuja
- Puede trabajar en temperaturas ambientes entre 10 °C y 40 °C y humedad relativa entre 15 y 80%
- Capacidad máxima de balanza :50 gramos
- Precisión de la lectura: 0,001g
- Reproducibilidad con 3 gramos de muestra: entre 0,02% a 0,1%
- Peso sugerido de muestra: de 3 a 10 g
- Pesaje de muestras: entre 0 y 50 gramos
- Tiempo programable de calentamiento: entre 1 y 99 minutos (pasos de 10 segundos)
- Puede guardar las 6 últimas lecturas
- Calentamiento: estándar con infrarrojo
- Lámpara tipo halógena
- Salida para interface RS232 conecta con DB9, se puede conectar una impresora matricial
- Tiempo de control: programado automáticamente
- Temperatura de trabajo programada de 1 en 1 °C: entre 50 °C y 180 °C
- Display tipo TOUCH LCD con luz contraste azul: muestra % de sólidos, % de humedad, peso, tiempo y temperatura
- Diámetro del plato: 100 mm con destacador de platillos

- 
- Medidas de: Altura 14 x frente 18 x fondo 33 cm.
  - Entrada 220 VOLT; Consumo 350 watts

QUIMICA MANUEL HUMBERTO  
MADRID SANCHEZ E.I.R.L.