



## FRASCO 1000 ML DE POLIETILENO HD AUTOCLAVABLE BOCA ANCHA

### Descripción

Grabación externa en relieve

Graduación de 50 en 50 ml entre 50 y 1000 ml

Autoclavable (relativo a la T° máxima)

Boca ancha de 58 mm

Con contratapa interna (no Autoclavable)

Diámetro: 85 mm

Altura :190mm

Material	Temp. °C Max.	Temp. °C Mín.	Apariencia	Microorganismos
PET	121	0	blanco	si

\*\*no aplicable a la contratapa