



REFRACTOMETRO DE MANO AZÚCAR DE 0 A 32% CON ATC LIVIANO DE ALUMINIO

Descripción

Especiales para las mediciones rápidas de la cantidad de azúcar en frutas, vegetales, jugos, concentrados de frutas, bebidas comunes y dietéticas, jaleas, jarabes, concentración de aceite soluble, aceite de motor, fluidos, etc, prácticos y livianos para terreno

- Para trabajos con luz natural
- Contraste de escala con fondo azul con excelente definición del campo visual
- Ajuste del ocular para focalización
- Bajo consumo de muestra
- Con compensación automática de temperatura
- Manual de operación
- Estuche de transporte
- ISO 9001

Modelo	Aplicación	Rangos	Division	ATC	La
Q767A1L	% azúcar	0 a 32%	0,2 brix	si	20