



REFRACTOMETRO DE MANO DIGITAL ESCALA 0,0 A 50,0 % C/ ATC

Descripción

Especiales para las mediciones rápidas de la cantidad de azúcar en frutas, vegetales, jugos, concentrados de frutas, bebidas comunes y dietéticas, jaleas, jarabes, Ketchup, concentración de aceite soluble, aceite de motor, fluidos, etc. Prácticos y livianos para terreno o para uso en laboratorio

- Rango de medición entre 0 y 50 % y 1,3330 a 1,4200 de índice de refracción
- Electrónica digital con display de cristal líquido
- Bajo consumo de muestra, aproximadamente 0,1 ml
- Compensación automática de temperatura entre 0y 40°C y 32 a 104°F
- Tiempo de medición hasta 15 segundos
- Resolución de 0,1% brix y 0,0001 de índice de refracción
- Precisión de +-0,2% brix y +-0,0003 de índice de refracción
- Indicación digital de % brix , de índice de refracción y temperatura en °C y °F
- Indicación digital de la temperatura
- Se desconecta automáticamente al pasar 1 minuto sin uso
- Tiene indicador de carga de batería
- Funciona con 1 batería tipo AAA
- Manual de operación
- Estuche de transporte

Modelo	% Brix	Índice refracción	Peso	Medidas exteriores
Q767D50	0 y 50	1,3330 a 1,4200	0,15kg	3 x 6 x 12 cm