



REFRACTOMETRO DE MANO SALINIDAD 0 A 28% COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA

Descripción

Especiales para las mediciones rápidas de la cantidad de azúcar en frutas, vegetales, jugos, concentrados de frutas, bebidas comunes y dietéticas, jaleas, jarabes, concentración de aceite soluble, aceite de motor, fluidos, etc, prácticos y livianos para terreno

- Para trabajos con luz natural
- Contraste de escala con fondo azul con excelente definición del campo visual
- Ajuste del ocular para focalización
- Bajo consumo de muestra
- Con compensación automática de temperatura
- Manual de operación
- Estuche de transporte
- ISO 9001

| Modelo | Aplicación | Rangos | División | ATC | Largo |
|---------|------------|---------|---------------|-----|-------|
| Q767A3L | salinidad | 0 a 28% | 0,2 salinidad | no | 19 cm |