



SISTEMA DE FILTRACION MANIFOLD 3 PRUEBAS PVC 300 ML COMPLETO CON VIDRIOS Y PINZAS

Descripción

Sistema adecuado para efectuar filtración en general, preparación de muestras para microbiología, filtración por membrana y también para la cuantificación de sólidos en suspensión.

- Base soporte de PVC con forma de manillas para traslado, para 3 filtraciones simultáneas o individuales controlada por 3 válvulas esféricas y oliva para aplicación de vacío
- 3 tapones de silicona
- 3 bases de vidrio sinterizado de 47 mm de diámetro
- 3 embudos con capacidad de 300 ml y graduados hasta 250 ml
- 3 pinzas de metálicas para sellar cada sistema
- Manual de operación
- ISO 9001