



## SOPORTE UNIVERSAL MODERNO BASE 23 X 13 X 70CM

### Descripción

- Soporte universal tipo Bunsen estilo inglés.
- Base de fierro laminado pintada de negro con fina terminación.
- Con protecciones plásticas de la base.
- Excelente estabilidad.
- Dimensiones de la base: 13 x 23 cm.
- Barra vertical de fierro trefilado cromado atornillada en la base (desarmable).
- Altura de la barra: 68 cm.
- Diámetro de 3/8 de pulgada.
- Con orificio central para colocar la barra en el medio.