



## TERMOMETRO DE GALILEO DE 18 A 26 GRADOS

### Descripción

Termómetro de Galileo formado por un tubo de vidrio que contiene un líquido transparente con un coeficiente de dilatación mayor a la del agua.

Con un conjunto de 5 ampollas de vidrio sumergidas en él. Con la finalidad de indicar una temperatura en un rango de entre 18 a 26 °C.

Cada ampolla indica su temperatura con una chapa metálica:

- 1 de 18°c
- 1 de 20°c
- 1 de 22°c
- 1 de 24°c
- 1 de 26°c